



# Лабораторный миксер

Дисперсионное оборудование

BEVS 2501/S

BEVS Industrial (Гуанчжоу) Co., Ltd.

# Введение



BEVS 2501/S — портативная диспергирующая машина с простым управлением. Он оснащен встроенным перемешивающим валом, регулирует скорость двигателя с помощью преобразователя частоты, напрямую отображает текущую рабочую скорость и является хорошим выбором для исследований и разработок, лабораторных и полевых испытаний.

## Боковая ручка

Быстрый вверх/вниз



## Быстрый зажим

Сохранение времени



## Масштаб высоты

Точное позиционирование



## Кольцо позиционирования по высоте

Точное позиционирование



## Приложение

Он используется для перемешивания, растворения и диспергирования жидкостей и жидких коагуляционных материалов.



◆	Краска	◆	Еда
◆	Краситель	◆	Смола
◆	Чернила	◆	Лекарство
◆	Пигмент	◆	Лосьон
◆	Производство бумаги	◆	Нефть
◆	Косметический	◆	Клей



Диспергирующий диск



Фрезерный диск



Судно



## Функции





Цельный вал мешалки,  
низкая вибрация  
Быстрее и стабильнее  
дисперсия



Отображение в реальном времени  
текущая скорость



Зажим сосуда  
быстро



## Техническая информация



Ход вверх/вниз: 0~250 мм



Объем сосуда: от 0,5 л до 3,0 л



Скорость: 30~9000 об/мин



Мощность: 550 Вт



Источник питания: 110/220В; 50/60 Гц



С аварийной остановкой

Измерение

Б\*Х\*Л: 410\*680\*450 мм

Д:  $\phi$ 17 мм М: 220 мм

А: 30~240 мм

Масса

19 кг

## Информация о заказе

Модель	Товарная накладная	Рис.
Лабораторный миксер BEVS 2501/S	Миксер x 1 Диспергирующий диск x 3, свободный выбор Сварной сосуд 1,5л x 1	

	Модель	Диам.	Материал	Рис.
Диспергирующий диск	BEVS 2510/*	30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм	Нержавеющая сталь	

	Модель	Измерение	Материал	Рис.
Фрезерный диск	BEVS 2501/П/025	Диам. 45 мм, Высота 32 мм	Нейлон	
	BEVS 2501/П/026	Диам. 60мм, Высота 45мм	Нейлон	
	BEVS 2501/П/027	Диам. 45 мм, Высота 32 мм	Тефлон	
	BEVS 2501/Р/028	Диам. 60мм, Высота 45мм	Тефлон	

	Модель	Объем	Самый подходящий диспергирующий диск	Материал	Рис.
Судно	BEVS 2501/П/013	0,5 л	φ35 мм	Нержавеющая сталь, ДВУСТЕННЫЙ	
	BEVS 2501/П/012	1,5 л	φ50 мм		
	BEVS 2501/П/014	3,0 л	φ50 мм φ60 мм		

# BEVS Industrial Co.,Ltd

## Headquarter

Address: Floor 3, Building A, No. 257 Junye Road, Huangpu District, Guangzhou, 510530, China  
Tel: +86 20 29038636  
Fax: +86 20 89851362  
Email: sales@bevsinfo.com

## Hongkong

Address: Room 2009, 20/F, Hang Bong Commercial Centre, No.28 Shanghai Street, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong  
Tel: +852 94348583  
Fax: +852 81486056  
Email: jackie@bevsinfo.com

## Shanghai

Address: Room 1125, 1st Floor, Xinzhuang Business Building, No.4999 Zhong Chun Road, Minhang District, Shanghai, China  
Tel: +86 21 34537083  
Fax: +86 21 64399843  
Email: sales@bevsinfo.com



Website

